


Scanion

Calea ideală pentru teste de electroforeză



Acest densitometru semiautomat combină înalta precizie și fiabilitate cu eficacitatea tehnologiei, într-un sistem compact, ceea ce îl face un instrument ideal pentru orice laborator de analize chimice.

Scanion poate citi atât migrări realizate pe stripsuri de acetat de celuloză cât și pe gel de agaroză cu un aplicator semimicro sau micro, într-un interval de 60 de secunde.

Aparatul poate memora până la 9 programe de lucru diferite și detectează automat minimele fracții pe o migrare. Listele pot fi personalizate.

ESTE DISPONIBILĂ O GAMĂ LARGĂ DE REACTIVI, CONSUMABILE ȘI ACCESORII

CARACTERISTICI TEHNICE

SURSA DE LUMINĂ:	lampă tungsten
LUNGIME DE UNDĂ:	de la 405 la 700 nm
DETECTOR:	Fotocelulă fixă
LUNGIMEA MIGRĂRII:	0 – 60 mm
TIMP DE CITIRE ȘI IMPRIMARE:	60"
LINEARITATE	+/- 1% de la 0 la 2.5 O.D.
REPETABILITATE:	+/- 1%
INTRODUCERE DATE:	tastatura alfanumerică
IMPRIMANTĂ:	termică, hârtie de 110 mm x 10m
ALIMENTARE:	220V 50 Hz; (110v 60 Hz)
DIMENSIUNI:	H. 18 cm, W. 41 cm, D. 34 cm.
GREUTATE:	8.25 Kg

All illustrations and specifications contained in this folder are based on the latest information available at the time of printing. HOSPITEX DIAGNOSTICS reserves the right to make changes to materials, equipment and models, and to discontinue models at any time without notice.



**HOSPITEX
DIAGNOSTICS**



UNI EN ISO 9001

S.C. MENSANA IMPEX SRL
Str. Voltaire Nr.3, Ap.1
400130 CLUJ-NAPOCA

Calea Moșilor, Nr.129
020854 BUCUREȘTI

Tel/Fax: 0264-597979,597391
E mail: hospitex@cluj.astral.ro
<http://hospitex.ro>; mensana.ro

Tel/Fax:021-3126536, 031-
1025604
E mail: hospitex@hospitex.ro